

SILLA DE HIGIENE MULTIUSOS

Carendo®



Producto con acreditación DSDC
de clase 1B

La silla de higiene multiusos Carendo® facilita una rutina de higiene y ducha eficaz con una sola transferencia, además de permitir que el cuidador trabaje en una postura cómoda durante todo el proceso.

Diseñada para Carlos y Doris



Cuidados dignos

La función Care Raiser™ permite levantar la parte inferior del cuerpo del paciente o residente, lo que proporciona acceso para llevar a cabo las tareas de higiene con discreción mientras se mantiene la dignidad del paciente o residente.

Rutina de higiene simplificada

Diseñada para permitir que un solo cuidador realice toda la rutina de higiene en una sola transferencia, incluidas las tareas de vestir, desvestir, asear y lavar al residente, entre otras tareas de higiene.

Permite mejorar las posturas de trabajo

La silla Carendo ha demostrado facilitar la adopción de posiciones de espalda neutras por parte de los cuidadores un 77 % del tiempo durante las tareas de higiene, frente al 48 % del tiempo empleado durante el lavado de una persona en la cama*.

* Fuente: Knibbe JJ, Knibbe NE y Heitink DEBL (2016).

Principales características

ALTURA REGULABLE

Permite al cuidador conseguir la altura de trabajo más adecuada durante la rutina de higiene.

RESPALDO ENTERO

UNIDAD DE CONTROL DE MANO

PARADA DE EMERGENCIA

BAJADA DE EMERGENCIA


REPOSABRAZOS ROBUSTOS

CARE RAISER™

Permite levantar con suavidad la parte inferior del cuerpo de su paciente o residente con tan solo pulsar un botón, lo que proporciona acceso para llevar a cabo las tareas de higiene con discreción.



REQUISITOS DE ESPACIO



Superficie de trabajo necesaria para facilitar las actividades de higiene y transferencia, al tiempo que se proporciona acceso adecuado para el residente, el equipo y el cuidador.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Carga de trabajo segura (CTS)	136 kg
Peso	64 kg
Longitud mín., posición inferior erguida	875 mm
Longitud máx., posición superior reclinada	1510 mm
Anchura total	640 mm
Chasis, anchura	640 mm
Chasis, anchura entre las patas	508 mm
Chasis, longitud	865 mm
Altura mín. respaldo, posición inferior reclinada	1020 mm
Altura máx. respaldo, posición superior erguida	1550 mm
Altura mín. reposabrazos, posición inferior reclinada	775 mm
Altura máx. reposabrazos, posición superior erguida	1320 mm
Altura de asiento, posición más baja/más alta	510 mm / 1050 mm
Rango de elevación (asiento)	550 mm



El Centro de Desarrollo de Servicios para la Demencia (DSDC) de la Universidad de Stirling ha revisado este producto y ha clasificado su diseño a partir de los principios del diseño aplicado a los productos para la demencia y su usabilidad en un entorno inclusivo para personas con demencia. Con el fin de facilitar su identificación, la idoneidad del producto se clasifica mediante un número que se corresponde con la explicación de su uso, en la tabla de clasificaciones adjunta. El logotipo de producto acreditado por el DSDC se otorga por la validez del producto individual y el color. Esta acreditación no es un reconocimiento a la fabricación ni a la aplicación final de producto. A pesar de haber hecho todo lo posible para garantizar que las clasificaciones reflejen la idoneidad de los productos y el uso aplicado en el momento de la impresión, el DSDC deberá ser exonerado por la aplicación del producto final, su rendimiento o su conexión con otros productos o acabados. Para que un entorno pueda considerarse «inclusivo para personas con demencia» o «apto para personas con demencia», se debe prestar especial atención a los acabados adyacentes, las especificaciones de su rendimiento —su valor de reflectancia de la luz (LRV, por sus siglas en inglés), la resistencia al deslizamiento o el uso del patrón, por ejemplo— y la idoneidad para su uso previsto.

ACCESORIOS

- Cojín del respaldo
- Almohada para el cuello
- Cojín de asiento
- Cuña y soporte de cuña
- Correa de seguridad
- Desinfectante de superficies
- Batería y cargador de batería

Más información detallada en www.arjo.es