

# Carmina



Diseñada para la ducha asistida, la utilización del inodoro y los cuidados higiénicos de pacientes o residentes de tamaño grande, la silla Carmina es una solución para traslados desde la cama, la silla o la silla de ruedas directamente a la ducha o al inodoro, y viceversa.

## MOBILITY GALLERY DE ARJO



### Una solución para la ducha regular

La Carmina es una silla de ducha móvil que facilita el flujo de trabajo de higiene, ya que permite un transporte seguro hacia y desde el cuarto de ducha y permite la higiene en posición sentada.

### Aseo personal

La silla bariátrica Carmina está diseñada para ofrecer apoyo al paciente o residente durante las rutinas de aseo personal ya que ofrece una función de WC cuando no es posible acceder al inodoro.

### Comodidad para el paciente o residente y el cuidador

Diseñada para adaptarse a las diferentes formas corporales y distribuciones de peso de los pacientes con sobrepeso, aportando comodidad y dignidad. El respaldo ajustable con inclinación autoajustable permite obtener una posición cómoda. Los reposabrazos plegables permiten un buen acceso para el cuidador, mientras que las barras de empuje adicionales facilitan la maniobrabilidad.

## Características principales

### REPOSABRAZOS

Los reposabrazos se pliegan hacia arriba, proporcionando acceso al cuidador y permitiendo las transferencias laterales.



### RESPALDO AJUSTABLE

El respaldo que se ajusta fácilmente tiene cuatro posiciones y un ángulo autoajustable.

### BARRAS DE EMPUJE

Las barras de empuje ayudan al cuidador a manejar la silla.

### ASIENTO ABATIBLE

El asiento abatible está diseñado para facilitar la limpieza y desinfección, y proporciona acceso al contenedor-inodoro.

### SOPORTE DEL CONTENEDOR-INODORO AUTOAJUSTABLE

El soporte del contenedor se alza para autoajustarse a diferentes alturas de inodoro.

### REPOSAPIÉS AJUSTABLE

Reposapiés accionado por pedal.

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO                           | CARMINA BASIC   | CARMINA |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Peso máximo del paciente, carga de trabajo segura  | 320 kg          |         |
| Peso total sin el embalaje (Carmina Basic/Carmina) | 37 kg           | 75 kg   |
| Peso total máximo (grúa + paciente)                | 357 kg          | 395 kg  |
| Anchura total del producto                         | 960 mm          | 997 mm  |
| Profundidad total del producto                     | 760 mm          | 980 mm  |
| Altura total del producto                          | 1265 mm         |         |
| Profundidad del asiento (4 posiciones)             | De 420 a 525 mm |         |
| Anchura del asiento                                | 915 mm          |         |
| Diámetro de giro                                   | 1300 mm         |         |
| Intervalo de temperatura ambiente                  | De 10 a 40 °C   |         |
| Intervalo de temperatura del agua                  | De 10 a 40 °C   |         |
| Intervalo de humedad relativa                      | Del 30 al 75 %  |         |
| Fuerza de operación de los frenos                  | <300 N          |         |

### COMBINACIONES PERMITIDAS

La silla de ducha e inodoro Carmina se puede utilizar en combinación con los siguientes productos de Arjo

Maxi Sky 1000, Maxi Sky 600, Tenor y Maxi Move

### REQUISITOS DE ESPACIO

- El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.
- El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas desde cada lado a fin de ofrecer acceso adecuado.

Para obtener más información sobre los requisitos de instalación, visite el portal para arquitectos en [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

