

Concerto/Basic




Especificaciones técnicas

Información general	
SWL (Carga de trabajo segura = paciente + agua)	175 kg (385 lb)
Peso máximo del paciente	150 kg (330 lb)
Peso de <i>Basic</i>	72 kg (159 lb)
Peso de la camilla de ducha <i>Concerto</i> hidráulica	75 kg (165 lb)
Peso de la camilla de ducha <i>Concerto</i> eléctrica	79 kg (174 lb)
Peso máximo total de la grúa <i>Basic</i> (grúa + paciente + agua)	247 kg (544 lb)
Peso máximo total de la grúa <i>Concerto</i> hidráulica (grúa + paciente + agua)	250 kg (550 lb)
Peso máximo total de la grúa <i>Concerto</i> eléctrica (grúa + paciente + agua)	254 kg (559 lb)
Clase de protección	IP24 IP: Protección de entrada X: No se especifica la protección contra el contacto y la entrada de objetos de este producto. 4: Las salpicaduras de agua en el producto desde cualquier dirección no afectan a la seguridad o al funcionamiento básico.
Grado de contaminación	2

Camilla de ducha <i>Concerto</i> hidráulica/ <i>Basic</i>	
Fuerza de funcionamiento: fuerza de presión sobre el pedal al elevar la camilla	110 N
Fuerza de funcionamiento: fuerza de presión sobre el pedal al bajar la camilla	114 N

Camilla de ducha Concerto eléctrica

Equipo de uso médico	tipo 
Fuerza de funcionamiento: al pulsar un botón del mando de control	3,0 N
Clase de protección del mando de control	IP X7 IP: Protección de entrada X: No se especifica la protección contra el contacto y la entrada de objetos de este producto. 7: Sumergir hasta 1 m del producto no afecta a la seguridad o al funcionamiento básico.
Tensión nominal de la grúa	12 V CC
N.º de batería 102193	ácido-plomo hermética
Cargador de baterías	NCA 1000 - EU (Europa) NCA 2000 - GB (Inglaterra) NCA 3000 - CH (Suiza) NCA 4000 - US (EE. UU.) NCA 6000 - AU (Australia)
Capacidad de la batería	6,5 Ah
Tensión de la batería	12 V CC
Ciclo de servicio máx.: actuador de la grúa	ED: 1 minuto activado y 9 minutos desactivado
Nivel sonoro	70 dB (A)
Alimentación del motor	200 VA

Combinaciones permitidas

La camilla de ducha *Concerto* se integra en Maxi Twin, Maxi Move, Maxi Sky, Maxi Sliding Sheet los siguientes productos de Arjo

No se permiten otras combinaciones.

Funcionamiento, transporte y almacenamiento

Temperatura	Funcionamiento: de +10 a +40 °C (de +50 a +104 °F) Transporte: de -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) Almacenamiento: de -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad	Funcionamiento: 30-75 % Transporte: 10-80 % Almacenamiento: 10-80 %
Presión atmosférica	Funcionamiento: de 800 hPa a 1060 hPa Transporte: de 500 hPa a 1100 hPa Almacenamiento: de 500 hPa a 1100 hPa