

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO		
ACUERDO MARCO: 01/2024	EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.03.00	DESCRIPCIÓN TIPO: CUNAS HOSPITALARIAS	
MARCA: hidemar	FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.	
ARTÍCULO: CUNA PARA NEONATOS CON TRENDELENBURG	MODELO: H 11 TR	



*Cestillo anatómico desmontable, de metacrilato transparente termoconformado.
 Máximo apoyo del cestillo para garantizar la seguridad del bebé.
 Posición de Trendelenburg y antitren (15°) actuado por resorte a gas.
 Ruedas de Ø100 mm con parachoques; dos con freno.
 Empujador para facilitar su desplazamiento.
 Estante liso de chapa de acero inoxidable 18/10.
 Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.
 Incluye colchón de poliuretano de tela vinilo ignífuga con funda de fácil limpieza con tratamiento fitosanitario.*

*DIMENSIONES: 900 x 480 x 900 mm (largo x ancho x alto)
 Dimensiones del colchón: 670 x 360 x 50 mm*