

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO			
ACUERDO MARCO: 01/2024		EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.03.00	DESCRIPCIÓN TIPO: CUNAS HOSPITALARIAS		
MARCA: hidemar			FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.
ARTÍCULO: CUNA DE NEONATOS			MODELO: H 12



Cestillo anatómico desmontable, de metacrilato transparente termoconformado. Máximo apoyo del cestillo para garantizar la seguridad del bebé. Ruedas giratorias de Ø100 mm con parachoques; dos con freno. Empujador lateral para facilitar su desplazamiento. Estructura fabricada acero esmaltado epoxi; color blanco de serie, o a elegir. Incluye colchón de poliuretano de tela vinilo ignífugo con funda de fácil limpieza con tratamiento fitosanitario.

Dimensiones: 900 x 480 x 900 mm (largo x ancho x alto)
Dimensiones del cestillo: 780 x 460 x 230 – 170 mm (largo x ancho x alto)
Dimensiones del colchón: 670 x 360 x 50 mm