



Camilla Innovation Deluxe 3 Secciones



La camilla Innovation Deluxe de 3 secciones está diseñada para su uso en entornos de cuidados críticos especiales. La regulación eléctrica de la altura, del respaldo y de la sección de los pies, así como la inclinación en los dos sentidos aseguran una transición suave al posicionar al paciente para procedimientos y tratamientos especiales. La función de CPR eléctrica y el software de nivelación automática devuelve la camilla rápidamente a una posición de reanimación completamente horizontal en caso de emergencia.

Modelos

- MG3475** Perfilado eléctrico de altura, respaldo y reposapiés con auto nivelación, inclinación bidireccional y función CPR. Diseño de rueda con freno independiente.
- MG3675** Perfilado eléctrico de altura, respaldo y reposapiés con auto nivelación, inclinación bidireccional y función CPR. Diseño de rueda con bloqueo central y función de dirección.



Modelo MG3475
Con diseño de rueda con freno independiente

Características Estándar

- Rango de altura eléctrica de 47cm a 97cm
- Trendelenburg eléctrico a $\pm 15^\circ$
- Respaldo eléctrico ajustable de 0° a $+80^\circ$
- Reposapiés eléctrico ajustable de $+10^\circ$ a -35°
- Carga de trabajo segura de 250Kg (550lbs)
- Función CPR eléctrica con mando a distancia
- Función Auto inteligente
- Elevación vertical para minimizar el espacio y proporcionar la máxima estabilidad durante todas las posiciones
- La cubierta de la base moldeada minimiza la acumulación de suciedad y facilita la limpieza
- Estructura de la base con recubrimiento en polvo antibacteriano
- Ruedas TENTE® diámetro de 125mm
- Tapicería **SEERS** ComfortPlus™ - vinilo anti microbiano con un diseño de alivio de presión para mayor comodidad del paciente y una profundidad de espuma de 60mm
- Tapicería de ancho de 70cm Standard
- Espacio libre bajo el chasis para grúa móvil
- Cojín para cabeza y soporte de rollo de papel de serie
- Selección de colores de tapicería Stándar y Stándar +

Accesorios Opcionales

- 6003** Barras de soporte laterales
9002P Cojines para barras de soporte
6004 Orificio para la cabeza y tapón
6006 Soporte para extremidad superior
6054 Palo de suero telescópico IV
6057 Batería de repuesto



Colores de Tapicería Disponibles:

