

Carino®



Con una
estructura curva
patentada y
reposapiernas
separables

Carino® está diseñada para reducir la cantidad de transferencias necesarias para la ducha e higiene asistidas; además, permite que un solo cuidador realice las tareas de higiene diarias, tales como la ducha, el aseo y la pedicura.

Diseñada para pacientes como Bárbara y Carlos



Altura regulable

Su altura regulable combinada con una estructura curva patentada proporciona una colocación y un apoyo cómodos para el paciente o residente, al tiempo que permite al cuidador conseguir la altura de trabajo más adecuada en todo momento.

Facilita unas rutinas de ducha eficientes

El paciente o residente puede permanecer sentado en la silla Carino mientras lo trasladan hacia o desde la cama, así como para ducharlo, asearlo o recibir otro tipo de cuidados de higiene, por lo que se reduce la cantidad de transferencias necesarias para las rutinas de higiene diarias.

Asistencia personal

Con Carino, la ducha y el resto de rutinas de higiene pueden ser realizadas por un solo cuidador, lo que fomenta las interacciones personales.

Principales características

ESTRUCTURA CURVA

La estructura curva patentada ofrece apoyo y una posición cómoda para sentarse a cualquier altura.

REPOSABRAZOS PLEGABLES

REPOSAPIERNAS SEPARABLES

Los soportes patentados para las piernas se separan y ofrecen acceso para poder realizar las tareas de higiene de forma discreta.

REPOSAPIÉS GIRATORIOS

Se pliegan debajo de la silla de higiene cuando no se necesitan.

ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

RESPALDO COMPLETO


PARADA DE EMERGENCIA



ACCESORIOS

- Cojín del respaldo
- Almohada para el cuello
- Cojín de asiento
- Cuña con tapa
- Adaptador para inodoro
- Correa de seguridad
- Cargador y batería
- Desinfectante de superficies

REQUISITOS DE ESPACIO



Se requiere una zona de trabajo para facilitar las actividades de higiene y traslado, además de ofrecer un acceso adecuado para el residente, los equipos y el cuidador asistente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Carga de trabajo segura (CTS)	140 kg
Peso	42 kg
Longitud mín., posición más baja	881 mm
Longitud máx., posición más alta	1310 mm
Anchura total	630 mm
Chasis, anchura	624 mm
Chasis, anchura entre las patas	424 mm
Chasis, longitud	857 mm
Altura mín. respaldo, posición más baja	1240 mm
Altura máx. respaldo, posición más alta	1555 mm
Altura de asiento, posición más baja/más alta	450 mm/1050 mm
Rango de elevación (asiento)	600 mm

Para obtener información más detallada, visite www.arjo.es