

H 1801

hidemar

sillón convertible en cama



DIMENSIONES:

Largo total cerrado: 880 mm

Largo total extendido: 1960 mm

Dimensiones útiles de la cama: 1900 x 800 mm

Ancho total: 1100 mm

Altura total: 860 mm

Altura del asiento al suelo: 550 mm



Sillón convertible en cama auxiliar levantando ligeramente el asiento y sacándolo hacia fuera.

El asiento y el respaldo constituyen el colchón seccionado de una sola pieza, con funda y con cremallera.

Colchón de 12 cm de alto – HR 25 kg densidad

Estructura de acero de alta resistencia. Somier de lamas flexibles de madera.

Tapizado y acolchado en tela vinilo de color a elegir, ignífuga, con tratamiento fitosanitario: antibacteriano, antimicrobial, antimicótico, antiestático, transpirable, de fácil limpieza y resistente a la abrasión y a las manchas.

Acolchado con interior de gomaespuma esponjosa de poliuretano de alta densidad (25/30 kg)

Patas rematadas con tacos antideslizantes.