

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO			
ACUERDO MARCO: 01/2024		EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.13.00	DESCRIPCIÓN TIPO: MESAS DE RECONOCIMIENTO		
MARCA: hidemar			FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.
ARTÍCULO: MESA DE RECONOCIMIENTO DE TRES SECCIONES			MODELO: H 08



Camilla de 3 secciones. Altura fija

Cabecero y piecero articulados mediante doble cremallera dentada en tres posiciones.

Tapizada en tela vinilo de color a elegir, ignífuga, con interior de gomaespuma esponjosa de alta densidad.

Patas rematadas con tacos antideslizantes.

Estructura fabricada en tubo de acero de ø30x1,5 mm de espesor, con travesaños de refuerzo, acabados en acero inoxidable 18/10, cromado o esmaltado epoxi.

Posibilidad de incorporar portarrollos y cortador de papel.

Dimensiones: 1800 - 1250 x 550 x 750 mm (largo x ancho x alto)