

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO		
ACUERDO MARCO: 01/2024	EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.05.00	DESCRIPCIÓN TIPO: SILLÓN PARA EXTRACCIÓN Y EXPLORACIÓN	
MARCA: hidemar		FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.
ARTÍCULO: SILLÓN DE EXTRACCIONES		MODELO: H 72



DIMENSIONES (largo x ancho x alto):
 Exteriores: 1800 - 1100 x 750 x 1300 mm
 Dimensiones del lecho: 1800 x 500 mm
 Respaldo: 850 x 500 mm
 Asiento: 480 x 550 mm
 Piecero: 450 x 550 mm
 Apoyabrazos: 450 x 120 mm

Respaldo articulado de 90° a 180° por resorte a gas permitiendo alcanzar la posición de Trendelenburg (12°).
 Piecero articulado mediante doble cremallera dentada en varias posiciones.
 Tapicería acolchada en tela vinilo ignífuga, con interior de gomaespuma esponjosa de alta densidad.
 Almohadilla regulable en cabecero.
 Apoyabrazos orientables y regulables, desmontables.
 Patas rematadas con tacos antideslizantes.
 Estructura fabricada en acero esmaltado epoxi.