

## FICHA TÉCNICA

# Nordic Sensi® Chair

Care version



Nordic Sensi®Chair es un dispositivo médico de clase 1, según la Medical Device Regulation 2017/745

### Objetivo de la Estimulación Sensorial

The Nordic Sensi® Chair puede ayudar en la relajación de la sintomatología conductual asociada a la demencia a través del balanceo automatizado, la música relajante y la estimulación táctil.<sup>1,2,3,4</sup> La estimulación sensorial puede proporcionar efectos en su bienestar y calidad de vida.

- 3 programas automáticos preseleccionados ofreciendo estimulación sensorial
- Facilidad para utilizar la música favorita del residente a través del terminal de entrada externa. Sistema de audio con música MusiCure®
- Piel blanda de imitación, fácil de limpiar y desinfectar
- Apoyabrazos escamoteables, para un fácil acceso
- Apoyo de la región del cuello y colchón diseñado para el confort
- Funda de incontinencia renovable
- Sistema de carro con ruedas para la fácil integración con las soluciones de elevación y verticalización de Arjo

### Accesorios:

- Posicionador para las piernas
- Protección de la superficie de la cabecera con y sin bolsillos
- Kit de posicionamiento con 4 cuñas, cojín semilunar y tiras para fijación
- Sábana de fibra de 3,7 kg y cojín en forma de U
- Colchón con redistribución de la presión

1. Rocking Chair Therapy – a non-pharmacological approach to comfort and wellbeing – Arjo whitepaper 2019
2. Wellness Nordic Relax Chair user feedback – Arjo whitepaper – 2019
3. Novel therapeutic chair benefits residents with dementia – Arjo whitepaper 2019
4. Original research: <https://www.lidsen.com/journals/geriatrics/geriatrics-04-02-114>

# Opciones de colores\*



\*También disponible con fundas de incontinencia en negro y blanco y funda para los apoyabrazos.

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Fuente de alimentación	AC 230V / 50Hz
Consumo eléctrico	90W
Entorno operativo	0 to 40°C – 32 to 104°F
Retardante ignífugo	EN1021-1 & 1021-2
Dispositivo medico de Clase I	Compliant with EU Medical Device Regulations 2017/745 EN 60601-1,-2,-6,-11
Biocompatibilidad	ISO 10993-10

## MÚSICA Y VIBRACIÓN

Musicure®	Specially designed for Nordic Sensi Chair
Type	1-way, 1 speaker system
Impedance	8Ω
Speaker cone size	Full range, 700 mm x 2 – 27 ½" x 2
Speaker amplifier	14W (7W + 7W), 1 kHz
Vibration amplifier	14W, 70 Hz
Shielded design	No
Terminal de entrada externa	Stereo mini jack, 3.5 mm

## CONTROL REMOTO

Rango operacional	Approx. 1000 mm – 39 ½"
IR receptor	Ambos laterales de la silla
Baterías	2 x AAA

## PROGRAMAS PRESELECCIONADOS

3 PROGRAMAS: RELAX, REFRESH AND COMFORT	
Relax	<b>Duración 20 min</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bajada del respaldo a la posición semirreclinada al inicio del programa</li> <li>- Posición semirreclinada mantenida durante la duración del programa</li> <li>- Retorno a la posición sentada al final del programa</li> <li>- Música relajante Musicure automática</li> <li>- Estimulación táctil en la espalda</li> </ul>
Refresh	<b>Duración 20 min</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bajada del respaldo automáticamente en 5 etapas</li> <li>- Retorno a la posición sentada al final del programa</li> <li>- Velocidad de balanceo variable</li> <li>- Música estimulante Musicure automática</li> <li>- Estimulación táctil en la espalda</li> </ul>
Comfort	<b>Duración 120 min</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respaldo en posición vertical durante todo el programa completo</li> <li>- Velocidad de balanceo constante</li> <li>- Sin música</li> </ul>

Only Arjo designed parts, which are designed specifically for the purpose, should be used on the equipment and products supplied by Arjo. As our policy is one of continuous development, we reserve the right to modify designs and specifications without prior notice. ® and ™ are trademarks belonging to the Arjo group of companies.  
© Arjo, 2022.

Nordic Sensi® Chair and MusiCure® copyright, trademarks and logos are the intellectual property of Wellness Nordic A/S and MusiCure in Healthcare ApS.

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure injury and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500 · [www.arjo.com](http://www.arjo.com)

# Accesories



Protección de la cabecera con y sin bolsillo      Kit de posicionamiento      Cojín en forma de U y sábana de 3,7 kg      Colchón con redistribución de la presión

## DIMENSIONES GLOBALES (INCLUYENDO CARRO)

Longitud, posición vertical	1435 mm – 56 ½"
Altura, posición vertical	1225 mm – 48 ¼"
Longitud completamente articulada	1830 mm – 72"
Altura completamente articulada	835 mm – 32 ¾" (limitada por el reposabrazos)
Anchura Máx (carro)	850 mm – 33 ½"
Longitud, respaldo	850 mm – 33 ½"
Longitud, sección del asiento	530 mm – 20 ¾"
Longitud, reposa piernas	500 mm – 19 ¾"
Anchura, sección asiento	665 mm – 26 ¼"
Altura del asiento posterior	530 mm – 20 ¾"
Altura del asiento anterior	585 mm – 23"
Peso del producto, incluyendo el carro	74.4 kg – 164 lbs
Peso del producto, sólo la silla (incl. Colchón, cojín control remoto)	46 – 102 lbs
Tipo de ruedas	Multidireccionales, con bloqueo individual
Tamaño de las ruedas	100 mm – 4"
Distancia al suelo	130 mm – 5"
Carga de trabajo segura	130 kg – 286 lbs

## MATERIAL

Tejido de recubrimiento	Poliuretano (piel sintética)
Butfer material	Uretano
Apoyabrazos y funda de incontinencia	Magic Premium. Poliuretano Antibacteriano 68%, Algodón 32%

ACCDESROIOS OPCIIONALES	DISPONIBLE EN OTROS TAMAÑOS Y PESOS
Sábana de fibra	3.7 kg – 8 lbs, 1250 mm x 1000 mm – 49 ¼" x 39 ½"
Funda higiénica	Disponible en blanco, 1250 mm x 1000 mm – 49 ¼" x 39 ½"
Cojín en forma de U	Disponible en blanco, funda confort en 4 colores disponibles
Protección de la cabecera con y sin bolsillo	Available in black or white
Kit de posicionamiento incluyendo 4 cuñas, cojín semilunar, y banda elástica	Disponible en antracita