

**ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO**

ACUERDO MARCO: 01/2024

EXPEDIENTE: 2024/51

LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO

TIPO: 08.11.00

DESCRIPCIÓN TIPO: BIOMBOS DE USO CLÍNICO

MARCA: **hidemar**

FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.

ARTÍCULO: BIOMBO DE TRES CUERPOS

MODELO: H 63



*Telas de plástico plastificadas y lavables; desmontables de color blanco.*

*Cuerpos independientes plegables.*

*Estructura compuesta de 6 patas con ruedas giratorias dobles de  $\varnothing 50$  mm*

*Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10, cromo o esmaltado epoxi.*

*Dimensiones: 700 - 2100 x 400 x 1800 mm (largo x ancho x alto)*