

**ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO**

ACUERDO MARCO: 01/2024

EXPEDIENTE: 2024/51

LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO

TIPO: 08.03.00

DESCRIPCIÓN TIPO: CUNAS HOSPITALARIAS

MARCA: **hidemar**

FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.

ARTÍCULO: CUNA DE NEONATOS

MODELO: H 11



*Cestillo anatómico desmontable, de metacrilato transparente termoconformado. Máximo apoyo del cestillo para garantizar la seguridad del bebé.*

*Ruedas de Ø100 mm con parachoques; dos con freno.*

*Empujador para facilitar su desplazamiento.*

*Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10.*

*Incluye colchón de poliuretano de tela vinilo ignífugo con funda de fácil limpieza con tratamiento fitosanitario.*

*Dimensiones: 900 x 480 x 900 mm (largo x ancho x alto)*

*Dimensiones del colchón: 670 x 360 x 50 mm*