

## FICHA TECNICA ALMOHADA POLIURETANO

### DESCRIPCIÓN

Almohada fabricada en espuma de poliuretano suave y con unos canales en sentido longitudinal que facilitan la salida del aire.

La espuma de poliuretano “soft” es un innovador material de tacto viscoso y color blanco que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza, distribuyendo así el peso de manera uniforme.

El material, con una densidad 20Kg/m<sup>3</sup> posee el certificado Europeo **EKO-TEX Standard 100 Clase I**.

El sistema de fabricación de célula abierta permite una mayor transpiración, evitando la acumulación humedad y previniendo el crecimiento de microorganismos.

Todas estas características hacen que el producto sea muy recomendado para Hospitales y líneas geriátricas.



### FUNDA IMPERMEABLE:

La almohada viene protegida con una funda especial de tejido 100% poliéster con una cubierta 100% poliuretano de color blanco y de tacto muy agradable, terminada en una cremallera lateral para ajustarse perfectamente a la almohada.

Este tejido se caracteriza por ser impermeable, transpirable, antialérgica y con tratamiento antiácaros. Costuras cosidas y cremallera lateral.



MEDIDAS
90 x 31.5 x 10 cm