



Funcionalidad
y estilo

LÍNEA HOSPITALARIA Y LARGA ESTANCIA

Mobiliario Prioma™

Diseñado para complementar su entorno sanitario



Adecuado y práctico

La mesita de sobrecama Prioma y la mesita de noche Prioma, proporcionan excelentes complementos para sus camas hospitalarias. Ambas pueden utilizarse tanto cuando el paciente está en la cama o sentado en una silla, y proporcionar un soporte muy valioso durante las actividades de la vida diaria, como lectura, alimentación e hidratación.

Fabricando confort y estilo, con funcionalidad y calidad

El aspecto total y las sensaciones de su habitación va más allá de una paleta de colores, igual que sus confort y funcionalidad del espacio son más que únicamente la cama. En Arjo diseñamos nuestros productos contando con el espacio total en mente, para ofrecer mobiliario moderno y estilo para complementar su entorno y más importante para proporcionar la sensación de confort, seguridad y estilo.



Mesita sobrecama Prioma

- Construcción en acero medio con recubrimiento en polvo emblanquecido
- Bloqueo por compresión – no es necesario soltar para elevarlo
- Cubierta de plástico en ABS

- Ruedas de 55 mm de diámetro
- Carga de Trabajo Segura (SWL) 25 Kg, equitativamente distribuidos
- Soporte Hettich (solo OBT2)



OBT1
Mesa superior fija










OBT2
Mesa superior dividida



OBT3
Mesa superior fija



OBT4
Mesa superior fija

Opciones de color		
OBT1 OBT2	 	OBT3   
	Sand White Sky Blue	Beech Cherry Oak
OBT4	 	
	Silver Grey Sky Blue	

El acabado en color y granulado puede variar discretamente respecto a las muestras de este catálogo.

Opciones	Encimera - diseño & material	Encimera de la mesita	Rango de ajuste
OBT1	Fija, PVC termoformado	900 mm x 425 mm	745 mm to 1055 mm (+/- 5mm)
OBT2	Dividida con inclinación, PVC termoformado	700 mm x 425 mm and 195mm x 425 mm	745 mm to 1055 mm (+/- 5mm)
OBT3	Fija, MDF madera de haya laminada	886 mm x 396 mm	750 mm to 1060 mm (+/- 5mm)
OBT4	Fija, polietileno de alta densidad (HDPE)	880 mm x 396 mm	750 mm to 1060 mm (+/- 5mm)

Mesita de noche Prioma



BSC1



BSC2



BSC3



BSC4

BSC1 & BSC2

- Encimera de PVC termoformado, sobre madera de haya
- Paneles laterales MDF de madera de haya laminada
- Perfiles protectores de esquinas de aluminio
- Frente de cajones y armarios de madera MDF laminada
- Cajón extraíble (interno) ABS moldeado por inyección
- Ruedas gemelas de 40 mm
- Ganchos para toallas en ambos lados

BSC3 & BSC4

- Paneles laterales y superiores moldeados por inyección de ABS
- Paneles laterales abatibles para toallero y ganchos
- El cajón extraíble sirve también como superficies de mesa abatible
- Dos ruedas con freno y dos ruedas libres
- Estante inferior abierto para zapatos (solo BSC4)

Opciones	Tipo de encimera y material	Medidas	Ruedas
BSC1	Tapa de PVC termoformado con paneles laterales laminados de MDF	500 mm (l) x 495 mm (w) x 870 mm (h)	Ruedas libres, sin frenos
BSC2	Tapa de PVC termoformado con paneles laterales laminados de MDF	500 mm (l) x 495 mm (w) x 870 mm (h)	Ruedas delanteras con freno
BSC3	Paneles laterales y superiores moldeados por inyección de ABS	460 mm (l) x 450 mm (w) x 725 mm (h)	Ruedas delanteras con freno
BSC4	Paneles laterales y superiores moldeados por inyección de ABS	460 mm (l) x 450 mm (w) x 840 mm (h)	Ruedas delanteras con freno

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind. www.arjo.com

Arjo AB, Hans Michelsengatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden. Phone: +46 (0) 10 335 45 00

www.arjo.com

