

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO			
ACUERDO MARCO: 01/2024		EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.11.00	DESCRIPCIÓN TIPO: BIOMBOS DE USO CLÍNICO		
MARCA: hidemar			FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.
ARTÍCULO: BIOMBO DE DOS CUERPOS			MODELO: H 62



Telas de plástico desmontables de color blanco.
Cuerpos independientes plegables.
Ruedas giratorias dobles de ø50 mm.
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10, cromo o esmaltado epoxi.

Dimensiones: 700 - 1400 x 400 x 1800 mm (largo x ancho x alto)