

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MAMPARAS, CLÍNICO Y GERIÁTRICO, Y DE LABORATORIO		
ACUERDO MARCO: 01/2024	EXPEDIENTE: 2024/51	LOTE N° 8 MOBILIARIO CLÍNICO Y GERIÁTRICO
TIPO: 08.07.00	DESCRIPCIÓN TIPO: SILLA DE RUEDAS TRANSPORTE ENFERMOS	
MARCA: hidemar	FABRICANTE: HIDEMAR, S.A.	
ARTÍCULO: SILLA DE RUEDAS FIJA PARA PACIENTES OBESOS	MODELO: H 517	



DIMENSIONES (largo x ancho x alto):
Dimensiones exteriores: 830 x 880 x 990 mm
Ancho útil: 620 mm
Respaldo: 420 x 580 mm
Asiento: 470 x 580 mm
Apoyapiés: 240 x 370 mm
Peso máximo soportado: 300 kg

Silla caracterizada por su gran fortaleza y operatividad especialmente diseñada para el traslado de pacientes obesos.

Su estructura fabricada especialmente en tubo de acero, es fija y está unida mediante robustas soldaduras, siendo su acabado en esmalte epoxi de color violeta estándar o personalizado.

Incorpora, de serie, un portabotellas de oxígeno, un soporte para varilla portasueros, así como un reposapiés ergonómico, escamoteable y antivolcable.

El asiento y el respaldo están tapizados en tela vinilo de gran resistencia, de color a elegir, sobre goma espuma de alta densidad.

Los reposabrazos de poliuretano inyectado, son abatibles, pero no desmontables al objeto de evitar su pérdida.

Para facilitar su transporte dispone de dos empujadores, dos ruedas traseras de ø600 mm con aro impulsor, así como dos ruedas giratorias delanteras de ø150 mm, con sistema de freno activado con el pie.

Todos sus componentes son fácilmente sustituibles.