

Tubular deslizante Arjo



Los tubulares deslizantes Arjo están diseñados para ayudar a los cuidadores a realizar las recolocaciones y transferencias diarias sin el estrés y esfuerzo físico que requiere la manipulación manual.¹

MOBILITY GALLERY DE ARJO



C



D



E

© Arjo 2019

- C.** Capaz de sostenerse, por lo menos, sobre una de sus piernas, utiliza silla de ruedas para desplazarse a distancia.
- D.** No puede soportar su peso con los pies. Puede sentarse con los apoyos adecuados.
- E.** Dificultad para mantenerse sentado, de ahí que permanezca acostado o parcialmente acostado en la cama. Solo puede sentarse en sillas con apoyo especial.
- Póngase en contacto con Arjo para obtener más información.

- **Eliminación de las lesiones de los cuidadores mediante la reducción del esfuerzo físico**
Algunas tareas de movilización de pacientes, si se realizan manualmente, generan riesgo de lesiones, principalmente en los hombros y la parte inferior de la espalda de los cuidadores. Los tubulares deslizantes Arjo cuentan con unas propiedades de fricción extremadamente bajas que ayudan a los cuidadores a mover y a recolocar a los pacientes en la cama.⁴
- **Ayuda a evitar lesiones por presión**
La prevalencia y la incidencia de las lesiones por presión es alta en muchos centros de atención sanitaria y pueden tener un impacto económico considerable para las organizaciones, además de afectar a la calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Este tipo de lesiones pueden evitarse gracias a la movilidad.¹⁻³
- **Comodidad, seguridad y dignidad para los pacientes**
Los tubulares deslizantes Arjo están fabricados con un tejido suave. Utilizar sábanas deslizantes para los movimientos en la cama no solo es ventajoso para la seguridad, sino también para la comodidad, la seguridad y la dignidad de los pacientes.⁴

Características principales

Los tubulares deslizantes Arjo están disponibles en cinco tamaños para ayudar en toda la gama de tareas de recolocación en la cama.

Tubular deslizante Arjo, pequeño
TUBULAR PEQUEÑO PARA
PROTEGER LOS TALONES

El tubular deslizante arjo, pequeño, es una pequeña sábana tubular que se debe utilizar con las sábanas deslizantes Arjo de longitud de cama estándar para proteger los talones de los pacientes frente al cizallamiento y la fricción durante la recolocación en la cama y las transferencias.

Tubular deslizante Arjo, media cama
TUBULAR DE MEDIA CAMA

El tubular deslizante Arjo, media cama, es una sábana tubular deslizante con la longitud de media cama para pacientes que pueden ayudar parcialmente en la recolocación en la cama.

Tubular deslizante Arjo para radiología
ESPACIOS REDUCIDOS

El tubular deslizante Arjo para radiología es un pequeño tubo diseñado para utilizarse en superficies estrechas, como durante las transferencias a equipos de diagnóstico (p.ej, para realizar radiología).

Tubular deslizante Arjo, XL largo
LONGITUD Y ANCHURA ADICIONALES

El tubular deslizante Arjo, XL largo, es un tubo deslizante para transferencias laterales y es más largo y ancho que el tubular deslizante Arjo, largo.

Tubular deslizante Arjo, largo
TUBULAR DE CAMA COMPLETA

El tubular deslizante Arjo, largo, es una sábana tubular deslizante con la longitud de cama completa para transferencias laterales.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO		
	Longitud	Anchura (cuando el tubular está plano)
Tubular deslizante Arjo, pequeño	585 mm	680 mm
Tubular deslizante Arjo, largo	1960 mm	680 mm
Tubular deslizante Arjo, XL largo	2100 mm	900 mm
Tubular deslizante Arjo, media cama	1100 mm	1100 mm
Tubo deslizante Arjo para radiología	670 mm	580 mm

1. Dealey, C. et al. Journal of Wound Care. 2012. 21(6):261-266.
2. Brem, H. et al. The American Journal of Surgery. 2010. 200:473-477.
3. Spear, M. Plastic Surgical Nursing. 2013. 33(3):147-149.
4. Fray, M., Hignett, S. Using patient handling equipment to manage immobility in and around a bed. British Journal of Nursing. Vol. 24, número 6, abril de 2015.