

carro de curas



*Dos bandejas desmontables de **600 x 400 x 60** mm estampadas y troqueladas en frío; con esquinas y cantos redondeados, sin aristas cortantes.*

Empujador para facilitar su desplazamiento.

Ruedas giratorias de $\varnothing 80$ mm con banda de rodadura blanda, color gris antihuella; con parachoques; dos con freno.

Fabricación en acero inoxidable AISI 304, calidad 18/10.

Dimensiones (empujador incluido): 710 x 400 x 830 mm. (largo x ancho x alto)

Espacio de separación entre bandejas: 430 mm